



## **Registrácia a sťahovanie aplikácie**

Pri registrácii pacienta zadá klinický užívateľ (gastroenterológ alebo gastroenterologická sestra) do systému meno pacienta, dátum narodenia a e-mailovú adresu. Po dokončení príde pacientovi e-mail s linkom na nastavenie hesla. Po nastavení hesla a odkliknutí súhlasu s licenčnými podmienkami si pacient môže stiahnuť aplikáciu CalproSmart z iTunes App-store alebo Google Play store a vykonať test.